

PLAN DE PRÉVENTION TMS

www.alterecosante.net

LIVRET RÉCAPITULATIF SUR LE CHOIX
DES AIDES TECHNIQUES AU TRANSFERT
ET LEUR ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

Domicile




Le plan TMS : Un accompagnement pour lutter contre les maladies professionnelles

« Experts en mobilisation de patients depuis plus de 20 ans, Alter Éco Santé accompagne les structures de soins, en établissement ou à domicile, désireuses de lutter contre les troubles musculo squelettiques. La mise en application du plan TMS permet d'agir méthodiquement sur la réduction des risques physiques liés aux mobilisations. »



LES 3 ÉTAPES DU PLAN TMS ALTER ÉCO SANTÉ



Produit affecté à un domicile



Produit affecté à un soignant



Produit respectant les normes d'hygiène pour un usage à domicile



Produit compatible avec les normes d'hygiène hospitalières



Problématique



PERSONNE PASSIVE À REMONTER DANS LE LIT UNE À PLUSIEURS FOIS PAR JOUR

Solution



LE DRAP DE TRANSFERT

Astuces



Le drap de transfert est un indispensable pour rehausser ou mobiliser confortablement une personne atone. Inséré sous la personne, l'effet de glisse allège l'effort fourni par l'aidant et contribue à la prévention des escarres.

- 1 • Une fois la personne réhaussée, le drap peut servir aux autres mobilisations dans le lit : latéralisation, sortie de lit...
- 2 • Pour rehausser une personne de forte corpulence, utiliser les draps de transfert bariatriques (MAD200 ou PRO140) en association avec la sangle de rehaussement POULIE®.

Drap de transfert ALESOLI®

Références MAD130 / MAD200




CONSEILS D'UTILISATION




-1-



-2-



-3-



-4-

Drap de transfert PROGLISS®

Références PRO130 / PRO140



VIDÉO DE PRÉSENTATION



Estimation du nombre de personnes concernées dans votre structure :

.....



Problématique



PERSONNE DE FORTE CORPULENCE À REMONTER DANS LE LIT UNE À PLUSIEURS FOIS PAR JOUR

solution



SANGLE DE REHAUSSEMENT AU LIT POULIE® + DRAP DE TRANSFERT

Une fois le drap de transfert installé sous l'aidé, la sangle POULIE® permet à l'aidant d'effectuer un rehaussement au lit seul et en toute simplicité. Fixée d'un côté du lit, le fourreau placé sous le fessier du patient, la sangle coulisse à l'intérieur du fourreau pour effectuer le rehaussement. Facile d'installation, son utilisation est également intuitive : geste du tir à la corde.

Astuce




Pour faciliter d'autant plus le rehaussement, demander à l'aidé de saisir la potence de lit et/ou de lever la tête.

Sangle de rehaussement au lit POULIE®

Référence SI21680



CONSEILS D'UTILISATION



VIDÉO DE PRÉSENTATION



Estimation du nombre de personnes concernées dans votre structure :

.....



Problématique



PERSONNE AVEC UNE CAPACITÉ DE VERTICALISATION, SANS CAPACITÉ DE PIÉTINEMENT MAIS AYANT L'USAGE DES MEMBRES SUPÉRIEURS

Solution



DISQUE DE TRANSFERT SOUPLE OU RIGIDE

Astuce



Nos disques de transfert permettent d'accompagner facilement une personne lors d'un transfert entre deux plans, par la rotation du disque. Les surfaces externes antidérapantes de nos disques permettent une utilisation en zone humide.


La souplesse du disque pivotant PEDILETTE permet de l'utiliser sur tous types de sols intérieurs et extérieurs. Il s'utilise aussi sur une planche de bain.

Disque de transfert souple PEDILETTE®

Ø 40 cm / Référence SIIM9835GT



CONSEILS D'UTILISATION



Disque de transfert rigide DISKEKO®

Ø 38 cm
Référence SI21310



Estimation du nombre de personnes concernées dans votre structure :

.....

VIDÉO DE PRÉSENTATION





TRANSFERT ASSIS-DEBOUT



Problématique



PERSONNE DIFFICILE À VERTICALISER AVEC UN ÉQUILIBRE DEBOUT PRÉCAIRE ET NÉCESSITANT LE MAINTIEN VERTICAL DES MEMBRES INFÉRIEURS

Solution



APPUI TIBIAL ANTI ADDUCTION / ABDUCTION MOUSTACHE®

L'appui tibial MOUSTACHE®, placé sur les tibias de l'aidé et verrouillé autour des mollets par son système d'attaches rapide, permet de sécuriser et faciliter les transferts par verticalisation aidée en face à face. MOUSTACHE® offre un réel maintien axial des jambes lors du lever de l'aidé.

Léger et universel, il s'adapte à tout type de morphologies. Il est facilement transportable.

Astuce



MOUSTACHE® est associé au disque de transfert PEDILETTE® et à la ceinture de transfert OLIVIA® dans le kit PIVOSUR®. Ce kit peut compenser l'absence d'un guidon au domicile.



Appui tibial anti adduction/abduction
MOUSTACHE®

Référence SI21635




VIDÉO DE PRÉSENTATION



Estimation du nombre de personnes concernées dans votre structure :

.....



problématique



PERSONNE QUI S'AGRIPE AUX VÊTEMENTS LORS DES TRANSFERTS OU POUR LA MARCHÉ ACCOMPAGNÉE

solution



CEINTURE DE TRANSFERT

astuce



Nos ceintures de transfert, équipées de poignées inclinées, favorisent l'antépuulsion et permettent une prise ergonomique pour sécuriser les transferts et la marche accompagnée. Portées par le patient ou par l'aidant en fonction des situations, elles disposent d'une face interne antidérapante.


Une fois la ceinture bouclée et serrée, appuyer fermement vers le bas pour la caler sur les hanches.

Ceinture de transfert EMMA®

Référence SI21330



CONSEILS D'UTILISATION



Ceinture de transfert OLIVIA®

S : Taille 34/54 / M : Taille 42/64

L : Taille 60/74

Références SIIM8010513S / SIIM8013013M
SIIM8015013L



VIDÉO DE PRÉSENTATION



Estimation du nombre de personnes concernées dans votre structure :

.....



AU FAUTEUIL



problématique



PERSONNE DIFFICILE À INSTALLER AU FAUTEUIL ET QUI GLISSE VERS L'AVANT AU COURS DE LA JOURNÉE

solution



COUSSIN DE REHAUSSEMENT UNIDIRECTIONNEL

Adapté à tous les poids et tous les supports, les coussins de rehaussement unidirectionnels ONE-WAY® et ALPHAWAY® sont conçus pour l'installation et le maintien du patient assis au fauteuil. Glissant à sens unique, ce coussin agit en deux temps. Lors de l'installation, il coulisse avec la personne vers le fond de l'assise, puis l'empêche de glisser vers l'avant.

Ainsi le maintien en position physiologique est facilité, l'affaissement dans le fauteuil est évité. La composition permet de ne pas plisser sous l'utilisateur et procure donc un confort optimal.

Astuce




Le coussin ONE-WAY® est compatible avec les dispositifs de prévention d'escarre. Son utilisation permet de limiter la friction due à la glisse avant et les appuis sur le sacrum.

Coussin de rehaussement unidirectionnel ONE-WAY®

M : 37 x 42 cm L : 45 x 45 cm
Références SIIM39G / SIIM38G



CONSEILS D'UTILISATION



-2-

-3-

Coussin de rehaussement unidirectionnel ALPHAWAY® pour le domicile



Taille Unique :
45 x 50 cm

Référence :
SIPM2070



VIDÉO DE PRÉSENTATION



Estimation du nombre de personnes concernées dans votre structure :

.....



AU FAUTEUIL



Problématique



PERSONNE AYANT GLISSÉ ET À RÉINSTALLER AU FAUTEUIL

Solution



SANGLE DE REHAUSSEMENT ELINGUE®

La sangle ELINGUE® est la seule aide technique permettant de rehausser une personne ayant glissé dans son fauteuil. Une fois la sangle de rehaussement positionnée sous les ischiens, l'aidant tire alternativement sur les poignées ce qui permet une marche fessière passive, ou semi-active chez le patient, vers le dossier.

Astuce




Pour favoriser le maintien des capacités de l'aidé et faciliter le rehaussement, l'aidant peut lui demander de regarder vers la droite lorsqu'il tire sur la poignée de droite, et vice-versa.

Sangle de rehaussement ELINGUE®

Référence SIIM428



CONSEILS D'UTILISATION



Estimation du nombre de personnes concernées dans votre structure :

.....

VIDÉO DE PRÉSENTATION





Problématique



MISE DES BAS DE CONTENTION

Solution



LE ROLLY

Cet enfile bas ingénieux est composé d'une membrane élastique remplie d'eau savonneuse. Enfile bas souple, pour la pose et le retrait des bas/chaussettes de compression, sans effort et dans un confort optimal. Pose et retrait du bas efficace : cette nouvelle technique d'enfilage permet la pose et le retrait de tout type de compression. Utilisable seul ou par un tiers.

Astuce



Utiliser le Rolly lorsque la personne est encore couchée.



Taille unique. Convient à une circonférence de jambe maximum de 59 cm

Estimation du nombre de personnes concernées dans votre structure :

.....

Fourni dans son sac de rangement.



VIDÉO DE PRÉSENTATION





ENTRÉE ET SORTIE DE VOITURE



Problématique



- 1 • PERSONNE AYANT DES DIFFICULTÉS À PIVOTER SUR UNE ASSISE
- 2 • SOIGNANT RÉALISANT DES TRAJETS EN VÉHICULE POUR LA RÉALISATION DES SOINS

Solution



COUSSIN PIVOTANT EASY-TURN®

Le coussin EASY-TURN® permet d'entrer et de sortir sans aucun effort d'un véhicule ou de s'asseoir sur une chaise. Très confortable, souple et antidérapant, il s'adapte et pivote sur tous les types de sièges. Léger et incassable, il se transporte facilement.

Astuce



La barre d'appui GET-IN® offre un appui solide pour entrer et sortir d'un véhicule. Associée au coussin pivotant EASY-TURN® l'entrée et la sortie du véhicule sont d'autant plus facilités.

Coussin pivotant EASY-TURN®

M : Diamètre 40 cm


L : Diamètre 45 cm

XL : Diamètre 50 cm

Références SI99403 / SI99453 / SI99503



CONSEILS D'UTILISATION



Barre d'appui GET-IN®

Référence SUN27272



VIDÉO DE PRÉSENTATION



Estimation du nombre de personnes concernées dans votre structure (aidants professionnels et particuliers) :

.....

UNE SÉLECTION D'AIDES TECHNIQUES INDISPENSABLES POUR LA MOBILISATION
DES PERSONNES EN PERTE D'AUTONOMIE !



LES KITS MAD

PRÉSERVENT LA SÉCURITÉ DE L'AIDANT À DOMICILE



Découvrez nos kits pour le Maintien à Domicile :
le Kit Mad® et le Kit Mad Max®

Kit Mad®



Visuels non contractuels

Ceinture de transfert OLIVIA®



Sangle de rehaussement
ELINGUE®



Appui tibial anti adduction/
abduction MOUSTACHE®



Drap de transfert
MULTIGLIDE®



Disque de transfert souple
PEDILETTE®



Sangle de rehaussement
au lit POULIE®



Kit Mad Max®


















Nous consulter pour une composition de kit personnalisé !

FICHE D'INVENTAIRE


DES AIDES TECHNIQUES AU TRANSFERT

AU DOMICILE D'UN BÉNÉFICIAIRE

	AIDE TECHNIQUE INVENTORIÉE	DOTATION OBLIGATOIRE	AIDE TECHNIQUE À ACQUÉRIR
1 / DÉPLACEMENT			
	Ceinture de transfert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 / MOBILITÉ COUCHÉ			
	Drap de transfert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sangle de rehaussement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 / TRANSFERT ASSIS-COUCHÉ			
	Barre latérale de redressement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lève personne électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 / TRANSFERT ASSIS-DEBOUT			
	Guidon de transfert fixe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Guidon de transfert pivotant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Guidon de transfert déplaçant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Disque de transfert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Appui tibial anti adduction / abduction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verticalisateur électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 / AU FAUTEUIL			
	Système de positionnement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sangle de rehaussement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 / TRANSFERT ASSIS-ASSIS			
	Planche de transfert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Coussin pivotant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LES RÉFÉRENTS *par antenne*

Besoin d'un conseil ou d'aide sur le Kit MAD MAX ?
Contactez votre référent(e) aides techniques !



BESOIN DE MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE ? CONTACTEZ DORIAN ESPINASSE : 06.34.84.39.26

